



R11

LIPORADIOLOGIE VINCI I y II

¡LA MAYOR REVOLUCIÓN EN TRATAMIENTOS
CORPORALES DE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS!

1. Sistema no invasivo
2. Bioestimulación Láser
3. Tratamientos anticelulíticos
4. Modelación corporal
5. Levantamiento sin cirugía
6. Tratamientos reafirmantes y alisantes



LipoRadioLogie VINCI II

LipoRadioLogie™ VINCI II es un sistema que utiliza las tecnologías más efectivas en tratamientos faciales y corporales:

Ondas de radiofrecuencia bipolar
Láser de bioestimulación
Radiación LED
Criolipólisis
Lifting facial fraccional de RF
Masaje al vacío
Rodillos de masaje ergonómicos

Todos los parámetros pueden ejecutarse de forma independiente, favoreciendo la extremada sencillez de la máquina y, sobre todo, su eficacia y seguridad en cada tratamiento.

El factor clave que explica el alto rendimiento de LipoRadioLogie VINCI es un amplio conjunto de cabezales cuidadosamente seleccionados. Así, la profesional puede elegir entre:

2 cabezales para tratamientos anticelulíticos, modeladores, reafirmantes y adelgazantes.

Estos cabezales utilizan el masaje al vacío, los rodillos, la radiofrecuencia bipolar, la radiación LED y el láser de bioestimulación. Este amplio espectro de aplicaciones permite conseguir resultados espectaculares en un periodo de tiempo muy corto.

1 cabezal de criolipólisis con succión de la piel destinado a disminuir el excedente de grasa localizada.

1 cabezal diseñado para tratamientos lifting realizados en la zona de rostro, cuello y escote. Utiliza ondas de radiofrecuencia, LED y succión suave.

1 cabezal específico para lifting por radiofrecuencia termal equipado con micro-electrodos. Ideal para tratar los casos más acusados, levantamiento de párpados, arrugas y rejuvenecimiento profundo.

Todos los cabezales reemplazables terminan en una placa de micro-electrodos que permite trabajar en las capas más profundas de la piel. La penetración de onda dependerá del tamaño del electrodo elegido.

LipoRadioLogie VINCI I

LipoRadioLogie™ VINCI combina las tecnologías más eficaces para la eliminación de la celulitis, adelgazamiento, reafirmación, regeneración de las fibras de colágeno y lifting facial.

LipoRadioLogie™ VINCI es un sistema que incorpora:

Radiofrecuencia Bipolar
Radiación LED
Infrarrojos
Rodillos mecánicos de masaje
Vacío

La Onda de radiofrecuencia bipolar de 13 MHz nos permite trabajar la estructura más profunda de la dermis (e incluso la grasa). Asimismo, la combinación de Infrarrojos y Radiación LED proporciona una luz con una longitud de 690-2500 nm, que calienta los fibroblastos y promueve la síntesis de colágeno y elastina. Este proceso estimula la circulación sanguínea, acelerando así el metabolismo celular para conseguir una mejor oxigenación y nutrición de las células y los tejidos.


Finalmente, el efecto sinérgico del vacío y los rodillos de masaje se encarga de drenar los tejidos, desechando las toxinas de los ganglios linfáticos, suavizando la piel y eliminando la celulitis.

El equipo cuenta además con cuatro cabezales de distintos tamaños para poder trabajar con precisión todas las partes del cuerpo y el rostro.



VINCI II

VINCI I



GRUPO DRV PHYTO LAB S.L.
C/Oro 10, Polígono Industrial Sur
28770 Colmenar Viejo - Madrid (Spain)
902 100 021

DATOS TÉCNICOS

Potencia Radiofrecuencia: hasta 50 W.
Tecnología Disponible: Criolipólisis / LED /
Vacío / Láser Infrarrojos / Radiofrecuencia / ICE Thermage.
Frecuencia RF: 1 MHz.
Velocidad succión Bomba: 25 cub. m/h.
Lámpara infrarrojos: hasta 20w.
Espectro luz: 640nm (infrarrojos) / 690nm (Led)
Piezas de Mano
1xCriolipólisis + Vacío (140x50mm).
1xVacuum + RF (34,5x48mm).
1xVacuum + RF (18x25mm).
1xVacuum + RF (56x80,5mm).
1xICE Mango Térmico con 3 puntas.
Enfriamiento del Cryo.
Enfriamiento de contacto continuo 0/-10.
Trabajo en espera.
Continuo para 12 horas.
Display: 10.4" True Color LCD Touch Screen / 3.5" True Color LCD Touch Screen (Handpiece).
Requerimiento Eléctrico: 100-240 VAC, 20A Max., 50/60 HZ.
Peso neto / Peso bruto: 67 Kg / 103 Kg.
Dimensiones: 670 mm / 665mm / 1450mm.
Dimensiones del embalaje (metros):
Equipo (1,34/0,63/0,63) + Accesorios (0,43/0,63/0,63).